

Test wypłukania

Składnik	ilość
Przepis 1	1 000,00 ccm
Chlorek rtęci(II)	25,00 g
Bromek potasu	25,00 g
Przepis 1	1 000,00 ccm
Nadmanganian potasu	1,00 g
Węglan sodowy bezwodny	10,00 g

Przepis 1:

Kawałek filmu 25x25mm, składa się na pół i wrzuca do 10 cm³ preparatu. Jeżeli po 15 min preparat zmętnieje, to materiał jest niedostatecznie wypłukany.

Przepis 2:

Kropla preparatu nie powinna zmienić różowego zabarwienia po dodaniu kilku kropel wody ściekającej z wypłukanego materiału.